

Mobile Flex

2- kolumnowa rama

Rama jezdna o regulowanej wysokości i szerokości

Główne zastosowanie

Domy opieki
Szpitale
Opieka domowa

Urządzenie przeznaczone dla osób, które wymagają natychmiastowej pomocy podczas podnoszenia i przemieszczania. Idealne jako tymczasowe rozwiązanie, łatwe w obsłudze i prostej regulacji wyjątkowo nadające się do indywidualnych potrzeb. Urządzenie bardzo łatwe w montażu, które nie wymaga dodatkowych narzędzi podczas regulacji wysokości i szerokości dla zapewnienia sobie indywidualnego i komfortowego rozwiązania.

Dopasowanie odpowiedniej wysokości urządzenia zajmuje tylko kilka sekund zapewniając natychmiastową gotowość do użycia. Teleskopowo rozsuwane prowadnice dają gwarancję i możliwość zastosowania urządzenia do większości pomieszczeń i zapewniają rozwiązanie problemów związanych z podnoszeniem i przemieszczaniem w każdej sytuacji.

Rama jezdna firmy Ergolet w połączeniu z innowacyjnym rozwiązaniem podnośnika podwieszanego Luna jest prostym i niezwykle funkcjonalnym systemem podnoszenia, stanowiącym idealny wybór zarówno dla prywatnych użytkowników jak i też instytucjonalnych odbiorców.

Rama jezdna zapewnia maksymalny udźwig do 275 kg wykorzystując w pełni możliwości i zakres pracy podnośnika podwieszanego Luna.

Zalety

Udźwig do 275kg

Regulacja wysokości i szerokości ramy

Rama umieszczona na podstawie jezdnej

łatwy montaż i szybkie dostosowanie do warunków pomieszczenia

Pełne wykorzystanie parametrów i możliwości podnośnika podwieszanego Luna

Tylko 1150 mm głębokości w podstawie ramy

Bajonet do montowania podnośnika Luna na stałe w zestawie

Akcesoria

Wózek do montowania podnośnika Luni przenośnie





Łatwa regulacja bez użycia narzędzi



Podwójne koła z hamulcem. Łatwe zablokowanie poprzez lekkie naciśnięcie pedału hamulca



Podnośnik podwieszany Luna zamontowany na ramie Mobile Flex



Łatwa regulacja wysokości (mechanizm sprężyny gazowej) Przyjazna, krótka instrukcja regulacji umieszczona na ramie.


GŁÓWNE CECHY PRODUKTU

- Nowoczesny wygląd i funkcjonalność
- Dopasowanie szerokości do warunków lokalowych
- Łatwy montaż
- Łatwa i szybka regulacja wysokości i szerokości
- Łatwe w utrzymaniu czystości

Model	Numer produktu
Mobile Flex / 3000	016-01147
Mobile Flex / 4000	016-01148
Akcesoria	
Wózek do montowania podnośnika Luny przenośnie	016-02021

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

	Mobile Flex / 3000	Mobile Flex / 4000
Udźwig	275 kg	275 kg
a	1773,5 mm	1773,5 mm
b	2160 mm	3160 mm
c	3160 mm	4160 mm
d	122 mm	122 mm
e	1150 mm	1150 mm
f	1891 mm	1891 mm
g	2541 mm	2541 mm



W celu uzyskania dalszych specyfikacji należy przeczytać instrukcję techniczną. Wszelkie liczby i miary mają charakter wyłącznie orientacyjny i mogą się różnić w rzeczywistych sytuacjach. Ergolet zachowuje prawo dokonywania zmian bez powiadomienia.

Zdjęcia produktów mogą zawierać akcesoria. Należy skontaktować się ze sprzedawcą.



Ergolet oddział Polski:

Tel. kom: 506 303 608
E-mail: daf@ergolet.pl
www.ergolet.com

