

Mobile Flex

4-kolumnowa rama

Regulowany, wolnostojący system suwnicowy

Główne zastosowanie

Domy opieki
Szpitale
Opieka domowa

Wolnostojący system suwnicowy od firmy Ergolet.

Mobile Flex jest elastycznym systemem, który od razu po montażu można zacząć używać. System Mobile Flex łatwo się montuje oraz nie wymaga żadnych zmian w pokoju.

Ze względu na wiele opcji regulacji, Mobile Flex spełnia wszystkie potrzeby w podnoszeniu i przenoszeniu osób.

W połączeniu z podnośnikiem sufitowym Luna, Mobile Flex staje się łatwym i funkcjonalnym systemem podnośnikowym.

Zalety

- Maksymalny udźwig do 275 kg
- Wykorzystuje pełną zdolność udźwigu podnośnika sufitowego Luna
- Dostępny w kilku wariantach
- Maksymalna powierzchnia pokrycia 16m² (4x4m)
- W pełni regulowany system 4-kolumnowy
- Mocowanie Luni na szynie
- Może być używany na zewnątrz

Akcesoria

Multi przełącznik



GŁÓWNE CECHY PRODUKTU

- Praktyczna konstrukcja i prosta funkcjonalność
- System obejmujący pokój
- Łatwość w czyszczeniu



Łatwa regulacja bez użycia narzędzi

Model	Numer produktu
Mobile Flex system 4-kolumnowy: model 3x3 metry	016-01220
Mobile Flex system 4-kolumnowy: model 3x4 metry	016-01221
Mobile Flex system 4-kolumnowy: model 4x3 metry	016-01222
Mobile Flex system 4-kolumnowy: model 4x4 metry	016-01223



Łatwa regulacja wysokości (mechanizm sprężyny gazowej). Prosta instrukcja znajduje się nad uchwytem.


SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Maksymalny udźwieg 275 kg

	3x3 (szyna x suwnica)	3x4 (szyna x suwnica)	4x3 (szyna x suwnica)	4x4 (szyna x suwnica)
a	1891 mm	1891 mm	1891 mm	1891 mm
b	2160 mm	2160 mm	3160 mm	3160 mm
c	3160 mm	3160 mm	4160 mm	4160 mm
d	2550 mm	2550 mm	2550 mm	2550 mm
e	2330 mm	3330 mm	2330 mm	3330 mm
f	3330 mm	4330 mm	3330 mm	4330 mm



Podnośnik sufitowy Luna zamontowany na urządzeniu Mobile Flex.



W celu uzyskania dalszych specyfikacji należy przeczytać instrukcję techniczną. Wszelkie liczby i miary mają charakter wyłącznie orientacyjny i mogą się różnić w rzeczywistych sytuacjach. Ergolet zachowuje prawo dokonywania zmian bez powiadomienia.

Zdjęcia produktów mogą zawierać akcesoria. Należy skontaktować się ze sprzedawcą.



Ergolet oddział Polski:

Tel. kom: 506 303 608
E-mail: daf@ergolet.pl
www.ergolet.com

