

E-skinne

Vægskinnesystem: Monteret på væg

Primær anvendelse

Hjemmepleje
Institutioner
Hospitaller

Ergolets E-skinne er et stolt eksempel på innovativt, dansk design. Det repræsenterer ganske enkelt en teknisk revolution inden for væg- og loftsskinnesystemer.

E-skinne er unik, fordi der er tale om en vægmonteret skinneløsning. E-skinne er et attraktivt, fladt vægpanel - et diskret og stilfærdigt alternativ til de skæmmende væg- og loftsbeslag, som almindeligvis bruges. Desuden er E-skinne nem og hurtig at installere, hvilket gør den til det bedste valg og til professionelles første valg til hjemmet og til institutioner.

E-skinne er også et yderst fleksibelt system. For eksempel kan et rum udstyres med E-skinne og et traverssystem. Når traverssystemet ikke er i brug eller skal bruges i et andet rum, kan traversen hurtigt og nemt skilles fra E-skinne-profilen og flyttes.

En ekstra funktion er E-skinnes profil på undersiden. Der er tale om en praktisk løsning, der kan bruges til ophængning af lette billeder og andre vægdekorationer. Hermed undgår man at bore huller i væggen.

Aluminiumsdækpladen kan sættes fast på den nederste rille og skjuler dermed skæmmende kabler og skruer. Hvis et rum har E-skinne installeret, som ikke bruges til løft, kan en ekstra dækplade klikkes ind i den øverste rille, hvilket omdanner E-skinne til et fladt og helt lukket vægpanel.

Vigtigste standardfunktioner


Kan monteres på næsten alle typer vægkonstruktioner

Tilbehør


Der findes et udvalg af tilbehør til E-skinne, så som beslag til ophængning af billeder, etc.

Der findes desuden et udvalg af beslag til forskellige installationsformål.







Unik teleskopvogn kompenserer for varierende vægbredder.




Nem og hurtig at installere. Sparer tid og mindsker omkostninger.




Diskret, tynd profil.



Profilen er forsynet med et lille spor nederst på skinnen. Denne kan benyttes til billedophæng, boghylde eller anden vægdekoration.



E-skinne bliver en del af rummets udsmykning, når man bruger dækplader.



date 18.01.2012 - ver. 1


PRODUKTETS VIGTIGSTE EGENSKABER

- Førende design og funktionalitet.
- Kan monteres på de fleste typer af vægge.
- Nem og hurtig at installere. Besparende.
- Teleskopvogn kompenserer for varierende vægbredder.
- Profilen kan bruges til at ophæng af foto, malerier eller gardiner.
- Rent og enkelt state-of-the-art design. Fladt panel.

Version	HMI-nummer	Varenummer
E-skinne 4,3m		016-01028
E-skinne 5,5m		016-01029
E-skinne 7m		016-01027
E-skinne 7,5m		016-01026

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Vægt på profil	200 kg og 275 kg
Profilens mål (dybde/højde)	25,5 mm x 97 mm
Vægt	2,0 kg/m
Monteringseksempler	Gipsplade, træ, beton, mursten
Farve	Hvid pulver-coating



Se den tekniske manual for yderligere specifikationer. Alle tal og mål er kun vejledende og kan være forskellige i forskellige situationer. Ergolet forbeholder sig ret til uden varsel at ændre i specifikationerne.

Produktfotos indeholder muligvis tilbehør. Tal med din forhandler.

WinnCare Nordic ApS
 Tårnborgevej 12C
 4220 Korsør
 Danmark
 tlf. +45 70 27 37 20
 e-mail: info@winnCare.dk

WINNCARE
 N o r d i c

www.winnCare.dk