



## MANGAR Eagle Notfall-Hebekissen

Das Eagle Notfall-Hebekissen kann eine gestürzte Person sowohl aufrichten als auch anheben. Es hat eine kleine Standfläche und kann in kleinen Räumen, wie z.B. einem Badezimmer verwendet werden.

### LEICHT ZU MONTIEREN

- trotz der Rückenlehne ist das Hebekissen faltbar und leicht unter den Patienten zu bringen
- einfach zu bedienen, erfordert sehr wenig Schulung/Training
- geeignet für den Einsatz im Innen- und Außenbereich
- kann allein oder mit Unterstützung durch eine Hilfsperson verwendet werden

### EINFACH ZU PFLEGEN

- kann mit allen gängigen Mitteln desinfiziert werden
- leicht zu entleeren, zusammenzufalten und in der mitgelieferten Tragetasche zu verstauen
- Material wurde nach hohen Standards mit außergewöhnlicher Haltbarkeit, Festigkeit & Leistung unter härtesten Bedingungen ausgesucht

### SICHER IN DER ANWENDUNG

- Hebt Gewicht bis zu 220 kg
- stabil und stützend für den Rücken
- ideal für den Einsatz im betreuten Wohnen und häuslicher Pflege

### VERBESSERT DAS WOHLBEFINDEN

- Bietet einen sicheren, würdevollen Hebevorgang für eine gestürzte Person
- Reduziert das Risiko von Muskel-Skelett-Verletzungen für die Pflegeperson
- Die Rückenlehne bietet volle Unterstützung für Rücken, Schultern und Kopf
- Patienten mit Demenz fühlen sich beim Hebevorgang besonders sicher und geborgen

### TECHNISCHE DATEN

Max. Benutzergewicht	220 kg
Max. Sitzhöhe	56 cm
Min. Höhe	Flach
Sitztiefe	57 cm
Gesamtlänge	112 cm
Breite	64 cm
Gesamtgewicht	4.5 kg
Rücken/ Kopfstütze Länge	52 cm
Airflo Kompressor	24
Hebeleistung pro Ladung	Bis zu 6 Hebevorgänge



## Merkmale

1. **Einfacher Aufbau** - verbinden Sie die vier Schläuche der Handbedienung mit den entsprechenden Nummern und farbigen Anschlüssen am Eagle.
2. **Die Rückenlehne** bietet volle Unterstützung für Rücken und Kopf.
3. Hergestellt aus sehr starkem **Polyurethan-beschichtetem Nylon-Material**.
4. Jede Stufe lässt sich einzeln aufblasen, ideal für die **einhändige Pflege**
5. Die Seiten des Eagle können umgeklappt werden, um es **an engen Stellen zu verwenden**



## Accessories

- Gleittuch
- Transfergurt



Product code: HKA0100



Scanne Mich

**Für weitere Informationen besuchen Sie**

[www.winncare.de](http://www.winncare.de)

E-Mail: [anfragen@winncare.de](mailto:anfragen@winncare.de)

Telefon: +49 - (0)1 52 9000 50 90



WIN  CARE