

# ŁÓŻKO AERYYS®



Oznaczenie CE Logo EHPAD - Domów Spokojnej Starości łożko AERYYS® na zdjęciu z panelami ABELIA II, dekor jasny buk, poręcze w kolorze ciemny buk

**ELEGANCKI STYL SPRAWIA, ŻE WYRÓŻNIA SIĘ NA TLE OTOCZENIA PLACÓWKI MEDYCZNEJ, A LICZNE FUNKCJE POZWALAJĄ DOSTOSOWAĆ JE DO WIELORAKICH DYSFUNKCJI UŻYTKOWNIKÓW I ZAPEWNIJĄ ERGONOMIĘ PRACY OPIEKUNOM.**

ŁÓŻKO AERYYS PRZYNOSI PAŃSTWU W SWJ SKRZYNCE STEROWNICZEJ NOWE OPROGRAMOWANIE ELEKTRONICZNEGO STEROWANIA, ŁÓŻKO AERYYS JEST STANDARDOWO WYPOSAŻONE W:

- ▶ Zapamiętywanie wysokości regulowanej do indywidualnych potrzeb, sprzyjające samodzielnemu wstawaniu z łożka przez pacjentów.
- ▶ Dostęp do funkcji po naciśnięciu jednego przycisku.
- ▶ Zatrzymanie pozycji w  $-5^{\circ}$  z wysokoą pozycją nóg umożliwiającą poprawienie pozycji pacjenta w łożku.
- ▶ Pozycję Trendelburga (wysoka pozycja nóg) o nachyleniu  $-12^{\circ}$ .

W przypadku wybrania opcji (f) z multikierunkową głowicą wózka, sygnał dźwiękowy, a także zatrzymanie na 3 sek. poinformują Państwa o zwolnieniu blokady hamulca.


Mogą Państwo również wybrać kolor malowania proszkowego łożka w naszym próbniku kolorów.

Sprzedaż w Polsce:



(by) Winnare Nordic

**Ergolet Polska Sp. z o.o.**  
tel. 68 371 10 45  
e-mail: sales@ergolet.pl  
[www.ergolet.com](http://www.ergolet.com)



(1)Zespół Resuscytacji krążeniowo-oddechowej

## (2)OPCJE I AKCESORIA

- ▶ Koła DESIGN Ø 75mm
- ▶ Centralna blokada kół za pomocą pedału
- ▶ Elektryczna regulacja położenia pleców CPR
- ▶ Oparcie pleców z zębatką
- ▶ Zdejmowany materac
- ▶ 4 kołowy system kierowania koła Ø 75mm przy zagłówku
- ▶ Zapasowy akumulator
- ▶ Elastyczny panel pacjenta
- ▶ Panel kontrolny przewodowy
- ▶ Pilot bezprzewodowy
- ▶ Przedłużenie stelaża
- ▶ Odbojnik ścienny
- ▶ Paleta kolorów malowania proszkowego

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

NAZWA	WYMIARY	REGULOWANA WYSOKOŚĆ	RB	OPARCIE NOG	OBciążENIE MAKSYPALNE	KOŁA	NORMY	STOPIEN OCHRONY	POZYCJA I-HENKLENBURGA	POZYCJA ANTY-TRENKLENBURGA
<b>AERYS</b> 3 funkcje elektryczne bez ustawienia pozycji nóg i podudzi bez pozycji ukośnych  3 funkcje elektryczne z ustawieniem pozycji nóg i podudzi z pozycjami ukośnymi	90 x 200cm Rama łóżka przyspawana do metalowych poprzecznych szczebelków	24,5cm do 80cm	70°	ustawienie pozycji nóg i podudzi 26° i 16° ustawienie modułu nóg za pomocą zębarki	Ciężar nominalny 200kg Waga pacjenta 165kg Akcesoria 20kg Materac 20kg (Otoczenie 3,4 bez pozycji RTR/TR) i 5	Zagłówek: metalowe koła stałe Ø 100mm Nogi: system wielokierunkowy Ø 75mm z indywidualnym hamulcem	IEC 60601 IEC 60601-2-52	Siłownik i sterownik, LINAK IP66 Pilot 5 funkcji z blokadą LINAK IP54	-12° MAX	+17° MAX

Gwarancja na zespoły mechaniczne, elektryczne i zdalne sterowanie 5 lat \*

Gwarancja na panele i akcesoria 1 rok \*

\* W normalnych warunkach użytkowania i z wyłączeniem normalnego stanu zużycia wynikającego z użytkowania - patrz instrukcja obsługi.

(1)Gwarancja 3 lata

\*w opcji inne wyposażenie \*\*w opcji inne wymiary

Fotografie nie mają wartości oferty handlowej.

MÉDICATLANTIC Groupe WinnCare - 85670 Saint-Paul-Mont-Penit - Francja

Tel: +33 (0)2 51 98 55 64 - Fax: +33 (0)2 51 98 59 07 - E-mail: info@medicatlantic.com

www.winnCare.fr



W trosce o nieustanne podwyższanie jakości swoich produktów, grupa WINNCARE zastrzega sobie prawo do modyfikacji ich parametrów technicznych bez uprzedzenia. Wyrob medyczny klasy I zgodny z Dyrektywą Europejską 93/42/CEE. Rzeczywiste produkty mogą się różnić od tych na zdjęciach.