




WIN CARE

MOB'BOOK 2016



# WINNCARE

---

---

## HISTORIQUE

présentation de l'entreprise

04

---

## COLLECTION

exposition du mobilier

08

---

## ACCESSOIRES

et options disponibles

36

---

## NUANCIER

mélaminé , bois , pvc

42

---

## MATERIAUX

détails des matériaux

50

---



PEFC™ 10-31-1244 / Certifié PEFC / Ce produit est issu de forêts gérées durablement et de sources contrôlées. / [pefc-france.org](http://pefc-france.org)

Ce document est imprimé avec des encres à base d'huiles végétales

Ce document a été imprimé par une entreprise imprim'vert, certifiée ISO 14001, qui intègre le management environnemental dans sa politique globale.



**WINCARE**


La réussite du groupe WinnCare résulte de la combinaison de compétences d'hommes et de femmes exécutant une œuvre intemporelle. Palette de couleurs ou partition musicale ? Nous interprétons à l'unisson pour toujours mieux créer, concevoir, fabriquer et ainsi améliorer le service attendu par nos Clients.



**25 000 lits**



**2 500 lève-patients**



**130 000 matelas**



**77 000 coussins**





Alberto Pires  
Site Industriel Médicatlantic (85)  
Responsable de l'atelier Bois

Notre atelier Vendéen est un lieu de création de l'artisanat et de design mobilier. Le savoir-faire de mes collaborateurs réside dans la formation au travail manuel du bois et de la conduite des machines.

La productivité est un enjeu tout autant que la qualité des produits, l'amélioration des conditions de travail et de sécurité des salariés. La finition est essentielle à la mise en valeur de l'œuvre réalisée.



Des équipes formées aux métiers du bois, du métal, de la plasturgie, du polyuréthane, de l'air actif pour créer avec passion des solutions adaptées aux besoins des personnes soignées et aidantes.

### GAMME DE PRODUITS

Notre catalogue présente une partie de notre gamme de produits. Renseignez-vous auprès de nos conseillers qui sauront répondre au mieux à votre besoin.



### CONSEIL EN DÉCORATION






Nos conseillers sont disponibles pour vous aider à étudier l'aménagement de vos espaces selon votre goût. Contactez nous pour planifier un rendez-vous.



Notre éthique d'entreprise repose sur la transparence, le respect, l'audace, l'intégrité. Toujours mieux servir nos Clients


### QUALITÉ DE FABRICATION

Nos services R&D conçoivent les produits dans le respect de votre besoin clairement exprimé dans le respect des normes et de la réglementation en vigueur. Tous nos produits sont contrôlés en fin de fabrication par des personnes expertes. La qualité et la sécurité sont une priorité absolue.



### INNOVATION

Nos gammes de produits évoluent régulièrement afin de toujours mieux répondre à l'évolution des modes et habitudes de vie, des pratiques et de la réglementation. Nous améliorons sans cesse nos organisations de travail (méthode, formation, système de production...). Visitez nos sites de production sur rendez-vous.



### RESPONSABILITÉ

Nous nous engageons à vous fournir des produits de Qualité, fabriqués en France, dans les meilleures conditions (Environnemental, social, économique). Votre satisfaction est notre seul but.





Notre planète est un bien unique et précieux que nous apprenons, jour après jour, à mieux respecter. Winnicare conçoit, développe et fabrique l'ensemble des produits qu'elle propose. Ceci nous permet d'innover pour répondre toujours mieux aux besoins de l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur, Soignés, Soignants et Prestataires de services en tenant compte de nos responsabilités sociales et sociétales.

Tous nos collaborateurs s'attachent à contribuer à la santé et au bien-être de tous, dans le cadre d'une démarche de développement durable. Nous mesurons l'impact de nos décisions sur la réussite de notre entreprise, celle de nos partenaires, sur l'environnement et la société en général. Nous travaillons avec des fournisseurs qui partagent les mêmes règles d'éthique et les mêmes valeurs humaines.

Nous nous sommes appropriés les démarches d'éco-conception pour le développement de nos produits. Nous nous assurons que nos dispositifs et services respectent les normes et réglementations en vigueur. Nous investissons dans des études démontrant l'efficacité de nos technologies.

Winnicare, groupe Français, acteur important en France et en Europe de l'équipement des établissements de santé, du médico-social et des soins à domicile, nous inscrivons au cœur de notre mission, l'amélioration continue de nos produits et services pour contribuer au mieux-être des populations tout en préservant la beauté de notre planète.

## NOS ENGAGEMENTS

## NOS VALEURS RESPECT, AMBITION, RESPONSABILITÉ, ENTHOUSIASME




COLLECTION









# AÉRYYS




Aérien, fluide, intuitif, ce lit s'adapte aux besoins de la personne à mobilité réduite, des professionnels de santé et des aidants. Selon vos envies, Il saura se parer de bois et de teintes raffinées, de couleurs irisées de forme contemporaine ou classique.









# ALDRYS EVOLUTION



Solide, robuste, serviable, il traverse le temps.  
Quel que soit votre état de santé, votre lieu de  
vie, il sait évoluer pour s'adapter à vos besoins.  
Peignez-le et Habillez-le, il est un autre !



# CONFORLENCE



Depuis Georges Nelson et Herman Miller, le concept de la table-plateau perdue. Multifonction, ce produit sert l'utilisateur tout au long de la journée.










La volonté ne suffit pas toujours. Le SAM Ergonom ou Activ vous assiste lorsque vous effectuez votre redressement dans le lit pour vous mettre en position assise avant de vous lever. Quand se lever ou se coucher redevient naturel.






## CHAISE



Un grand classique mais une utilité sans pareille. Légère, discrète, elle s'adapte à tous les espaces de vie. Séduisez par l'alliance naturelle du bois et la couleur du revêtement !

## BRIDGE



Une ligne de jeune premier, le bridge suscite l'intérêt des designers depuis le XVIIIe siècle. Léger, d'allure discrète et aérienne, il s'adapte dans tous les espaces de vie et tous les styles.




## MÉDI DÉTENTE



Dans les moments difficiles, il vous assiste dans votre vie quotidienne, il aide à la mobilité, à l'activité et au repos. Simple d'utilisation, il vous offre le juste nécessaire.


## MÉDI REPOS




Sous la main de l'artiste, la matière a pris forme. Le fauteuil revêt ses plus beaux habits pour votre bien-être. Son bois est chaud et soyeux. Ses formes sont élégantes. Osez les couleurs !



# ALOVA



Accueillante, légère, moelleuse, la matière viscoélastique vous invite au repos. Née d'une alchimie, ses propriétés médicales préservent votre peau des pressions qui s'y appliquent. Votre peau est fragile, protégeons-la !















# DUO



Vivre à deux le plus longtemps possible mais en respectant les envies de chacun. Se reposer, lire, manger ou dormir. Personnaliser votre confort de vie. Position transat, semi-assis ou à plat.









**ACCESSOIRES**  
**DESTINÉS AUX SOINS**

# (SUR) MATELAS


PRODUITS D'AIDE À LA PRÉVENTION ET AU TRAITEMENT DES PERSONNES À RISQUE D'ESCARRES ET/OU PORTEUSES D'ESCARRES

FAIBLE

MOYEN

ELEVÉ

MORFEA®



Matelas simple

APLOT®



Matelas en mousse HR\* de type gaufrier

EPSUS®



Matelas en mousse HR\* à modules amovibles

ALOVA®



Matelas en mousse viscoélastique

AXTAIR®



(Sur)Matelas à air motorisé

# COUSSINS



GELTOP®

Coussin en mousse et gel viscofluide




ALOVA®

Coussin Alova Galbé en mousse viscoélastique



KINERIS®

Coussin Kineris à cellules pneumatiques individuellement déformables



AXENSOR®

Coussin Axensor à air motorisé

Selon l'état clinique de la personne, des dispositifs d'aide technique à la posture en position allongée ou assise seront utilisés

\* HR: Haute Résilience




# ACCESSOIRES DE LIT



BARRIÈRE EPOXY



SAM ERGONOM




PORTE SÉRUM À ROULETTES



PORTE SÉRUM



BARRIÈRE BOIS




SAM ACTIV




CROCHET A URINE




PORTE URINAL



RALLONGE DE SOMMIER



SAM EVOLUTION



SUPPORT FLEXIBLE  
DE TÉLÉCOMMANDE



POTENCE D'ANGLE


NUANCIER






# DÉCORS MÉLAMINÉS ET CHANTS ASSORTIS

## POUR LES PANNEAUX DE LIT ET MOBILIER



Dragonnier Clair (1)



Hêtre clair \* (1)




Poirier Naturel




Cerisier Noble (1)



Albany (1)



Dragonnier Gris (1)




Chêne Milano Foncé (1)



Taupe



Greige Sable (1)




Craie




Orchidée



Crème \*



Kiwi



Jaune Sixties \*




Bleu Cristal \*

(1) Compatible avec panneaux Carmen II épaisseur 30 mm


\* Coloris également disponibles sur des panneaux en Compact

# DES ENTOURAGES, CHASSIS DES FAUTEUILS ET BARRIÈRES BOIS


## VERNIS



Hêtre Clair



Hêtre Foncé



Merisier Pourpre




Érable After Eight

## LAQUE



Hêtre Clair



Anthracite




Taupe



Crème



Merisier Pourpre



Hêtre Foncé




Érable After Eight



Cacao




Orchidée




Blanc



# LES PVC




Atoll  
*Boeing 2000 M2*




Tilleul  
*Diabolo Club M1*




Banane  
*Cosmos Saturne M2*




Vert Grany  
*Urban*




Potiron  
*Diabolo Club M1*




Groseille  
*Ginkgo M1*



Lilas Mât  
*Select M2*




Taupe Mât  
*Select M2*




Dune  
*Ginkgo M1*



Chocolat  
*Ginkgo M1*



RAISIN UNI  
*Esprit*




RAISIN Dotty  
*Esprit*










# MATERIAUX







<b>MATERIAUX</b>	<b>RÉSISTANCE À L'EAU</b>
------------------	---------------------------

PVC	 5	Bois Massif (laqué, peint)	 3
OPP *	 5	MDF * (chants laqués ou collés)	 2
Mousse (matelas, coussin)	 5	Aggloméré DECOBOARD P2 (chants laqués ou collés)	 2
Acier (epoxy)	 4	Compact	 4
Plasturgie	 5		

\* OPP : polypropylène  
\* MDF : Medium Density Fiberboard

**ECHELLE D'ÉVALUATION SUR PRODUIT FINI**


- DEGRÉ 5 : TRÈS BONNE TENUE À LA PROJECTION D'EAU
- DEGRÉ 4 : BONNE TENUE À LA PROJECTION DE GOUTTELETTES
- DEGRÉ 3 : BONNE TENUE AU NETTOYAGE AVEC LINGETTE IMPRÉGNÉE
- DEGRÉ 2 : RISQUE D'ALTÉRATION DANS LE TEMPS AU CONTACT D'HUMIDITÉ
- DEGRÉ 1 : RISQUE D'ALTÉRATION À COURT TERME (BOURSOULFURE AU NIVEAU DES LIAISONS)



## MATERIAUX


## CLASSEMENT FEU

PVC




M2

Massif



DS2d0 \*

OPP \*




M3

MDF \*  
épaisseur > 18mm




DS2d0 \*

Mousse  
matelas, coussin




M3

Aggloméré  
épaisseur > 18mm




DS2d0 \*

Acier



M0

Compact



M2




\* OPP : polypropylène  
\* MDF : Medium Density Fiberboard  
\* DS2d0 : Cf. page 67 : 69



# DECOBOARD P2


Epaisseur (mm)	30 mm
Classification du panneau selon (DIN EN 312)	P2 Panneaux pour agencements intérieurs, y compris meubles, utilisés en milieu sec
Réaction au feu selon Euroclasses (EN 13986)	D Contribution au Feu acceptable. Produit résistant à l'attaque d'une petite flamme sans propagation substantielle
	S2 Dégagement de fumée limitée
	d0 Pas de gouttelettes
PentaChlorophenol (PCP)	< 3 ppm
Classe d'émission de Formaldéhyde (EN 13986)	E1 émission faible < 0,124 mg/m <sup>3</sup> dans l'air ambiant
Conditions d'utilisation (EN 1995-1-1 Eurocode 5)	Classe de service 1 caractérisée par une humidité dans les matériaux correspondant à une température de 20°C et une humidité relative de l'air environnant ne dépassant 65% que quelques semaines par an
Résistance à la rupture en flexion (EN 310)	11 N/mm <sup>2</sup>
Module d'élasticité en flexion (EN 310)	1600 N/mm <sup>2</sup>
Mesure de la cohésion interne (EN 319)	0,35 N/mm <sup>2</sup>
Surface d'absorption (EN 311)	0,8 N/mm <sup>2</sup>



DecoBoard P2

# MDF

Epaisseur (mm)	12 à 19 mm
Densité (EN 323)	Panneaux de fibres de moyenne densité: en moyenne 740 kg/m <sup>3</sup>
Réaction au feu selon Euroclasses (EN 13986)	D Contribution au Feu acceptable. Produit résistant à l'attaque d'une petite flamme sans propagation substantielle
	S2 Dégagement de fumée limitée
	d0 Pas de gouttelette
PentaChlorophenol (PCP)	< 5 ppm
Classe d'émission de Formaldéhyde (EN 13986)	E1 émission faible < 0,124 mg/m <sup>3</sup> dans l'air ambiant
Conditions d'utilisation (EN 1995-1-1 Eurocode 5)	Classe de service 1 caractérisée par une humidité dans les matériaux correspondant à une température de 20°C et une humidité relative de l'air environnant ne dépassant 65% que quelques semaines par an
Résistance à la rupture en flexion (EN 310)	27 N/mm <sup>2</sup>
Module d'élasticité en flexion (EN 310)	2400 N/mm <sup>2</sup>
Mesure de la cohésion interne (EN 319)	0,60 N/mm <sup>2</sup>
Résistance à l'humidité (NF EN 622-5)	Bonne (Usage de colles apporte des propriétés de résistance accrue à l'humidité)



MDF

# BOIS MASSIF

Essence	Hêtre (F) blanc
Couleur	Bois clair, homogène.
Origine	Forêts de la Meuse (55) en France
Classement (EN 1316-1 :1997)	1 <sup>ère</sup> catégorie Classe B (Bille de pied sans nœud ni altération)
Séchage	Après sciage, les plots sèchent durant 6 mois à l'air avant séchage sous cellule pour stabiliser l'hygrométrie à 10% maximum
Densité	Assez forte (en moyenne 700 kg/m <sup>3</sup> à 12% d'humidité)
Propriétés mécaniques	Assez dur, résistant aux chocs, à la compression axiale et à la flexion.
Certification	PEFC* (certification des forêts, comme de l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement)

\* Programme de reconnaissance des certifications forestières

\* Bille de pied : partie inférieure du tronc (Partie la plus valorisable)



Bois massif

# COMPACT

Epaisseur (mm)	10 mm
Comportement à l'abrasion (EN 480-2, Pkt.10)	450 U (Valeur exigée ≥ 350)
Contraintes dues au choc par chute de bille (EN 438-2, Pkt.21)	8 (Valeur exigée ≤ 10)
Comportement aux rayures (EN 438-2, Pkt. 25)	Dureté 3 Sclérométrique 4 N/mm (Valeur exigée ≥ 4)
Résistance à la flexion (EN 178)	100 MPa (Valeur exigée ≥ 80)
Résistance à la traction (EN 527-2)	60 MPa (Valeur exigée ≥ 60)
Test de 24h de résistance aux désinfectants usuels	Degré 5 « aucun changement visible de leur surface »
Surface d'absorption (EN 311)	Degré 5 « aucun changement visible de leur surface » Résistant à l'acétone, à l'alcool, aux aromates, aux hydrocarbures chlorés et aux aliphatiques-éther









Compact









# CARACTÉRISTIQUES ET PROPRIÉTÉS DES PRODUITS







## ASSISES

Modèle	Structure	Dossier	Garnissage Assise	Garnissage dossier	Sellerie	Accoudoirs	Réf.
CHAISE	 Hêtre massif, teinté ou laqué	Fixe	Mousse Polyéther densité 30 kg/m <sup>3</sup>	Mousse Polyéther densité 25 kg/m <sup>3</sup>	PVC	Sans	G2100
BRIDGE	 Hêtre massif, teinté ou laqué	Fixe	Mousse Polyéther densité 30 kg/m <sup>3</sup>	Mousse Polyéther densité 25 kg/m <sup>3</sup>	PVC	Fixe	F2400
FAUTEUIL MEDI REPOS	 Hêtre massif, teinté ou laqué	Inclinaison du dossier 40° par vérin à gaz	Mousse Polyéther densité 22 kg/m <sup>3</sup>	Mousse Polyéther densité 17 kg/m <sup>3</sup>	PVC	Fixe	F129-03
POUF REPOSE JAMBE	 Hêtre massif, teinté ou laqué	∅	Mousse Polyéther densité 19 kg/m <sup>3</sup>	∅	PVC	Sans	U0700
FAUTEUIL MEDI DÉTENTE	 Métal, Epoxy RAL 7035, 4 roues 100mm, palette thermoformée	Inclinaison du dossier 40° par vérin à gaz	Mousse Polyéther densité 26 kg/m <sup>3</sup>	Mousse Polyéther Densité 26 kg/m <sup>3</sup>	PVC amovible, déhoussable	Escamotable 4 positions	F1203
FAUTEUIL MEDI OCÉAN	 Métal Inox	Inclinaison du dossier 40° par vérin à gaz	Mousse Polyéther densité 22 kg/m <sup>3</sup>	Mousse Polyéther Densité 17 kg/m <sup>3</sup>	PVC amovible, déhoussable	Escamotable 4 positions	F3003







## MEUBLES

Modèle	1 Tiroir	2 Tiroirs	3 Tiroirs	1 Porte	2 Portes	Structure
CHEVET						Plateau du dessus : MDF Chant Laqué Caisson/ façades : Décoboard P2 Chant ABS
ARMOIRE				X	X	
TABLE BUREAU		X				
BURODE			X			
COMMODE			X			
TABLE						Plateau : Decoboard P2 Chant ABS

## LITS

Modèle	Structure	Relève buste	Position fauteuil	Hauteur mini (cm)	Largeur (cm)	Coloris	Réf.
X'PRIM 3	 Croisillons (X)	75°, Vérin Linak 3500N	Non	33	90	Std RAL 7035	IXN1L11100de
ALDRYS	 Croisillons (X)	70°, Vérin Linak 6000N	Non	22 (Sans Freinage centralisé)	90	Std RAL 7035	IAL5L11075def
AERYS	 Pendulaire (Y)	70°, Vérin Linak 6000N	Oui	24,5	90	Std RAL 7035	IAE2L08075
MEDICALYS	 Croisillons (X)	70°, Vérin Linak 6000N	Oui	34,5	90	Std RAL 7035	IML2L11125
DUO	 Croisillons (X)	70°, Vérin Linak 6000N	Non	34	140 - 160	Std RAL 7035	IDO6L28140e
XXL	 Croisillons (X)	70°, Vérin Linak 6000N	Non	34	120 - 140	Std RAL 7035	IXL4L11120e

## PANNEAUX

Modèle	Structure	Système fixation	Main courante	structure du panneau	Chant
ABELIA	 Decoboard P2	Easy move	Métal, Peint	Melaminé	ABS
CARMEN	 Decoboard P2	Easy move	Métal, Peint	Melaminé	ABS
AUZENCE	 Decoboard P2	Easy move	Métal, Peint	Melaminé	Laqué
ELEGANTTI	 Decoboard P2	Easy move	∅	PVC	∅
WINNEA	 Compact	Easy move	Métal, Peint	Compact	∅
MEDIDOM	 Decoboard P2	Easy move	∅	Aggloméré 30 mm	ABS



## LIVRAISON ET MONTAGE

Nous mettons tout en œuvre pour assurer la livraison, l'installation des biens meubles, le contrôle qualité, et la formation à l'usage des produits. Renseignez-vous sur les modalités auprès de nos conseillers.




## ENTRETIEN DU MOBILIER

Nous vous recommandons de vérifier annuellement le bon état des lits, de la literie, du mobilier. Respecter les conditions d'entretien préconisées dans la notice d'utilisation ou auprès de nos conseillers.






## DELAI DE LIVRAISON

Nous fabriquons la literie et le mobilier à la commande sur nos usines situées en France. Nos délais de fabrication sont de 4 à 8 semaines selon les options. La livraison s'effectue sur votre établissement.



## SERVICE CLIENTS

Notre filiale Winncare Services peut intervenir sur demande pour réaliser un audit de vos installations afin de vous aider à mieux appréhender l'évolution de votre parc de lits, de matelas, de mobilier,... ou l'aménagement de vos espaces.



## CONTRÔLE QUALITÉ

Nous sommes garants de la fiabilité de nos fournisseurs et de nos prestataires. Les systèmes management de nos filiales sont certifiés ISO 13485 et ISO 14001. Votre satisfaction est notre priorité. Communiquez avec nos services.



Eric Roze

Site industriel Askle Santé (30)

Responsable de Production et du Service Après-Vente

Nos produits d'aide à la prévention et au traitement des escarres des personnes dont la mobilité est diminuée sont conçus et façonnés dans notre usine Gardoise. Ils sont l'interface entre la personne altérée ou assise et la plateforme d'accueil : lits, fauteuils,... et contribuent à améliorer l'état de santé des personnes et les conditions de travail des professionnels. Ces produits sont issus de l'alliance d'une écoute attentive des besoins de nos clients, du savoir-faire de nos ingénieurs, de la maîtrise technique du personnel de production - chimie, électromécanique et électronique - et de l'expertise de nos équipes terrain. Nous mettons en œuvre tous les moyens pour responsabiliser les acteurs internes à l'enjeu de la réactivité à répondre au besoin du terrain, et de l'amélioration de la qualité de vie des personnes soignées, des aidants, et des soignants.

L'efficacité et la sécurité relatives à l'usage des produits est l'enjeu de tous les acteurs de l'entreprise.

La responsabilité sociale de l'entreprise est l'enjeu de tous nos collaborateurs et à tous les niveaux de la chaîne de valeur.






Votre satisfaction est notre seul but. Aménageons ensemble vos espaces de vie !  
Nos équipes sont à votre disposition pour répondre au mieux à vos attentes.  
Nous créons vos espaces de vie au plus proche de vos besoins et de vos goûts.  
Nous vous accompagnons tout au long de votre projet et du cycle de vie des produits.

Vous avez un projet, contactez-nous :

+33 (0)2 51 98 55 64 OU +33 (0)4 66 02 15 15









WINCARE

[winnicare.fr](http://winnicare.fr)