






SKINNER TIL LOFTLIFT

Diskrete og elegante skinner til lofts- og vægmontage



Winncares loftskinneresystemer er en hel verden af fleksible, robuste skinner, der er nemme at installere. Vi tilbyder et væld af skinneresystemer, der opfylder de varierende og udfordrende behov i nutidens sundhedssektor.



Den lille og stærke lavprofilskinne på 75 mm har lav vægt og optimal rækkevidde og er let at installere.



Skinne på 135 mm har den største rækkevidde af alle Winncares skinner og kan bruges som gennemgående skinne sammen med vores unikke dørforbindelsessystem.

E-skinne er unik, fordi der er tale om en vægmonteret skinneløsning. E-skinne er et fladt vægpanel og et diskret alternativ til de væg- og loftsbeslag, som almindeligvis bruges. Desuden er E-skinne nem og hurtig at installere, hvilket gør den til det foretrukne valg til hjemmepleje og til institutioner.

E-Skinne



Uanset hvilke krav der stilles til systemopsætningen, kan alle Winncares skinner fungere sammen som en totalløsning, der sikrer nem installation og brug, og som er effektiv i forhold til prisen.

VARENUMRE

Model / Længde	Vare-nr.
75 mm skinne, 4 m	016-01022
75 mm skinne, 5 m	016-01021
75 mm skinne, 7 m	016-01020
135 mm skinne 4,3 m	016-01002
135 mm skinne 5,5 m	016-01003
135 mm skinne 7 m	016-01004
90° buet skinne	016-01040
60° buet skinne	016-01041
45° buet skinne	016-01042
E-skinne 4,3 m	016-01028
E-skinne 5,5 m	016-01029
E-skinne 7 m	016-01027
E-skinne 7,5 m	016-01026


TILBEHØR

Skal du bruge en rum-til-rum-løsning eller skal to skinner krydse hinanden, så tilbyder Winncare et udvalg af tilbehør, herunder:

- skiftespor
- elektrisk drejeskive
- dørkobling (elektrisk eller manuel)
- e-Station (skinne med indbygget ladefunktion)

HIGHLIGHTS

- Komplet udvalg af skinner og tilbehør.
- Kan monteres i loftet eller på væggen.
- Diskret og nem at installere i mange opsætninger.
- Profilerne kan kombineres for at optimere løsningerne.
- Rent og enkelt design.



CE MDD93/42/EEC
Class I

For yderligere specifikationer, kontakt [salg@winnicare.dk](mailto: salg@winnicare.dk). Alle tal og mål er vejledende og kan fravige i visse brugssituationer. Winnicare forbeholder sig retten til ændringer uden forudgående meddelelse. Billederne kan indeholde tilbehør. Kontakt venligst [salg@winnicare.dk](mailto: salg@winnicare.dk) for mere info herom.

KONTAKT OS FOR MERE INFORMATION

winnicare.com

E-mail: [info@winnicare.dk](mailto: info@winnicare.dk)

Telefon: +45 70273720

WIN  CARE