


# Bett DUO DIVISYS



DIESES PRODUKT GENÜGT DEN ANFORDERUNGEN DER EURO-PÄISCHEN RICHTLINIE 93/42/EU. ES WURDE GEMÄSS DER NORM CEI 60601-2-52

- **Bett DUO DIVISYS** für Paare (bis zu 270 kg), mit zwei unabhängigen Bettrosten von 140 cm (2x70) und 160 cm (2x80).
- **Komfort und Hygiene:** teilbarer Bettrost mit verschweißten Metallatten.
- **Ergonomie:** Bewegungsamplitude von 34 bis 74 cm.



Bett auf Füßen mit einer Verkleidung Médidom\* Apfelbaum, dargestellt mit Platten aus langen Zuschnitten und Verkleidung (nicht kompatibel mit Stangen)

## Das Bett für ein Paar bis zu 270 kg

2 Versionen 2 Funktionen und  
3 elektrische Funktionen mit Beuge der Knie:

2 Liegebreiten:  
140 (2x70) und 160 (2x80) cm.


Verstellbare Höhe:  
von 34 bis 74 cm an den Füßen  
oder auf Rädern.

**Teilbarer Bettrost  
mit verschweißten Metalllatten.**

2 Ausführungen:  
Mit Rädern und mit Holzverkleidung  
auf Füßen.

Ästhetisch:  
Eine breite Auswahl an Platten  
mit oder ohne Handlauf  
siehe Seite 22

Robustheit:  
Material und Motorisierung LINAK,  
5 Jahre Garantie.



Amplituden: 34 bis 74 cm

14 cm  
Optimierter Durchgang unter dem  
Bett auf Füßen oder auf Rädern.

Das mit der Option a. I dargestellte Bett (auf Füßen  
mit Verkleidung), Ausführung Médidom\* Apfelbaum  
mit langen Zuschnitten.

(nicht kompatibel mit Stangen)



Auzence II,  
modernes Design,  
verfügbar in 140 und 160 cm



Louis-Philippe,  
klassisch und beruhigend,  
verfügbar in 140 und 160 cm



Stützgriff (erhältlich als Zubehör).



Hilfe beim Hinlegen.



Hilfe beim Aufstehen.

## TECHNISCHE MERKMALE

BEZEICHNUNG	ABMESSUNGEN	RB	ANHEBEVORRICHTUNG DER BEINE	NORMALES NUTZUNGSGEWICHT	RÄDER	NORMEN	DICHTIGKEIT
<b>DUO DIVISYS</b> 2 elektrische Funktionen	140 x 200 cm	70°	12° Zahnstangen	315 kg Matratzen 30 kg Patient 270 kg, Zubehör 15 kg	Ø100 mm mit Bremsen ohne Faden- schutz	CEI 60601-2-52	Motorisierung, Gehäuse, Fernbedienung LINAK IP66 V0
	160 x 200 cm						
<b>DUO DIVISYS</b> 3 elektrische Funktionen	140 x 200 cm	70°	Beuge der Knie 26° Oberschenkel) und 16° Einstellung der Füße per Zahnstangen	315 kg Matratzen 30 kg Patient 270 kg, Zubehör 15 kg	Ø100 mm mit Bremsen ohne Faden- schutz	CEI 60601-2-52	Motorisierung, Gehäuse, Fernbedienung LINAK IP66 V0
	160 x 200 cm						
<b>Zubehör</b>	Winkelausleger Epoxyd (siehe Zubehörblatt)						
	Zusammenklappbare Gitter VISION Epoxyd (siehe Zubehörblatt)						
	Platten Abélia 140 oder 160 cm (siehe Plattenblätter und Farbkarten)						
	Holzverkleidung für Bett 140 auf Rollen						
	Holzverkleidung für Bett 160 auf Rollen						

- 2 Zubehörträger (auf den langen Bahnen).
- 2 Träger der Serumträgerstange (am Kopf des Bettes).
- 2 Auslegerträger (am Kopf des Bettes).

Mechanische, elektrische und Garantie auf die Fernbedienung 5 Jahre\*.  
Garantie Platte und Zubehör 1 Jahr\*. \*Unter normalen Nutzungsbedingungen  
und ohne Verschleißteile - siehe Nutzungsanleitung.

**MÉDICATLANTIC Groupe WinnCare** - 85670 Saint-Paul-Mont-Penit - Frankreich  
Tel.: +33 (0)2 51 98 55 64 - Fax: +33 (0)2 51 98 59 07 - E-Mail : info@medicatlantic.com

[www.winnCare.fr](http://www.winnCare.fr)

In dem Bestreben der permanenten Verbesserung seiner Produkte  
behält ASKLÉ sich das Recht vor, die technischen Merkmale ohne Vorankündigung zu ändern - Fotos nicht verbindlich.