



COJÍN ALOVA® PERFILADO

Todo lo que necesitas, ahora te lo da
ALOVA®



CUIDAMOS DE LAS PERSONAS
CON PÉRDIDA DE AUTONOMÍA Y DE SUS CUIDADORES

EXPERIENCIA EN PRODUCTO

SOLUCIONES TERAPÉUTICAS

EXPERIENCIA EN SERVICIO



WIN  CARE

¿POR QUÉ ESCOGER EL COJÍN ALOVA®?

Fabricado con material viscoelástico con memoria (80 kg/m³) que potencia una correcta distribución de la presión al sentarte.

Disponibles 24 tallas y 3 alturas para satisfacer todas las necesidades y adaptarse para encajar en la silla.

Disponibles 2 fundas PU, con superficie inferior antideslizante.

Ayuda a disminuir un gran porcentaje de la presión que ejerce el cuerpo al estar sentado por un largo lapso de tiempo.

La superficie inclinada permite al coxis adquirir una postura mucho más relajada.

- Ayuda a prevenir las úlceras por presión en pacientes de riesgo MEDIO o ALTO.
- Prevención reforzada de las úlceras por presión isquiáticas y coccígeas.
- Mejor adaptación a la morfología de los usuarios y a su entorno material.

- La inclinación que brinda el cojín, evita deslizamientos hacia adelante del usuario.
- Superficie anatómica y de mucho confort.
- El grosor de 6 cm resulta una superficie adecuada para una carga máx de 90 Kg.




ALOVA, La nueva y alta gama de COJINES CURVOS VISCOELÁSTICOS

- Confort.
- Abducción de la cadera .
- Rotadores externos



- Prevención de úlceras de decúbito sacro coxígeas.
- Descarga de coxis.




- Mejora las transferencias.
- Aumento del radio.

- Reducción de riesgo de caída. Inclinación del asiento.

- Refuerzo de la prevención de las escaras isquiáticas.
- Descarga de coxis.
- Grosor > 6 cm.



Cartografía de los valores de la repartición de las presiones para un paciente de 172 cm y 80 kg.



El formato 43 x 43 cm con declive elaborado con espuma de viscoelástica, se adapta a la forma de tu cuerpo sin deformarse. Con materiales termorreguladores, por lo que se ajusta a los cambios climáticos.

TAMAÑO

Tamaño impreso en el cojín

COJÍN PERFILADO ALOVA con tope pélvico



Tope de apoyo pélvico para reducir el deslizamiento hacia delante. Altura >8 cm.

- A la hora de seleccionar un **cojín ALOVA®** con tope pélvico es muy importante tener en cuenta el sexo del usuario así como el peso del mismo.
- Si es masculino, debido a la constitución, se recomienda seleccionar un cojín de mayor profundidad para que el usuario se sienta cómodo.
- Para el sexo femenino este aspecto no es tan importante, la selección se realizará en función del peso.



COJÍN CURVO ALOVA® XXL

Espuma bi-estructurada de 9 cm de espesor.







El material viscoelástico con memoria (80 kg/m^3) de ALOVA®, favorece la inmersión de las partes del cuerpo en contacto con el soporte, para reducir los valores máximos de presión.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	ANCHO (cm)	LARGO (cm)	ALTO (cm) Min. / Max.*	PESO PACIENTE Kg	FUNDA	PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO
ALOVA® Ergonómico	VCAE/M4343	43	43	9	30 a 100	Protección integral en Promust PU (tejido elástico revestido con poliuretano) color negro en la parte superior y color gris en la parte inferior y laterales. Parte inferior antideslizante en tejido PU/PVC Los cojines se suministran con dos fundas.	EN 597-1 EN 597-2
ALOVA® Perfilado Estándar	VCAG3636	36	36	6 / 9	20 a 80		
ALOVA® Perfilado varias tallas	VCAG4343	43	43	6 / 9	30 a 100		
	VCAG4340	43	40	6 / 9	30 a 90		
	VCAG4540	45	40	6 / 9	30 a 120		
	VCAG3841	38	41	6 / 9	30 a 90		
	VCAG4041	40	41	6 / 9	30 a 90		
	VCAG4341	43	41	6 / 9	30 a 100		
	VCAG4043	40	43	6 / 9	30 a 90		
	VCAG4544	45	44	6 / 9	30 a 120		
	VCAG5044	50	44	6 / 9	30 a 135		
	VCAG4347	43	47	6 / 9	30 a 120		
ALOVA® Perfilado varias tallas XL	VCAG4343XL	43	43	9 / 12	30 a 110		
	VCAG5044XL	50	44	9 / 12	30 a 135		
ALOVA® Perfilado varias tallas XXL	VCAG5250	52	50	7 / 10	120 a 160		
	VCAG5450	54	50	7 / 10	120 a 160		
	VCAG5650	56	50	7 / 10	120 a 200		
	VCAG6050	60	50	7 / 10	120 a 200		
ALOVA® Perfilado Tope de Apoyo pélvico	VCAG3841BP	38	41	6 / 9	30 a 90		
	VCAG4041BP	40	41	6 / 9	20 a 80		
	VCAG4341BP	43	41	6 / 9	30 a 100		
	VCAG4343BP	43	43	6 / 9	30 a 100		
	VCAG4544BP	45	44	6 / 9	30 a 120		
	VCAG5044BP	50	44	6 / 9	30 a 135		
	VCAG4347BP	43	47	6 / 9	30 a 120		

* Altura mínima = Altura del cojín en fondo de perfil / Altura máxima = Altura total del cojín.
Funda de protección compatible con los productos detergentes-desinfectantes de uso hospitalario.



Material cojín	Viscoelástico
Densidad HR	80 Kg/m3
Peso usuario	20 - 200 Kgs
Alturas	6-9 // 7-10 // 9-12
Riesgo de escaras	Moderado a elevado
Descarga de coxis	SI
Material funda	PU 30 % / poliéster 70 % y superficie inferior antideslizante
Lavado de fundas	Lavado moderado hasta 90 °C
Tallas	24 tallas
Tope pélvico	Moldeado en Cojín + funda
Forma anatómica	SI
Funda con taco	SI



WinnCare Spain

Polígono Industrial Masía del Juez (Torrent)

Valencia-España

Tlf: +34 961.565.521

E-mail: ventas@winnCare.es

Web: winnCare.com

Blog: wearewinnCare.com



@winncarespain

