



GRÚA WINNMOTION 175

LA GRÚA QUE TE GARANTIZA LIGEREZA
Y FACILIDAD DE MOVIMIENTO



EXPERIENCIA EN PRODUCTO

SOLUCIONES TERAPÉUTICAS

EXPERIENCIA EN SERVICIO

CUIDAMOS DE LAS PERSONAS CON
PÉRDIDA DE AUTONOMÍA Y DE SUS
CUIDADORES

WIN  CARE

GRÚA ROBUSTA (175KG), LIGERA (35,8 KG), CON GARANTÍA DE 6 AÑOS, Y DISEÑADA PARA RESIDENCIAS

¿POR QUÉ ESCOGER LA GRÚA WINNMOTION 175?

Hasta 6 años de garantía.
1 año de garantía para la batería.



Sistema de bajada de emergencia eléctrico y manual.

Maniobrable gracias a las ruedas dobles.

Recoge a una persona del suelo y se eleva hasta 1,74 mts.

Apertura de patas manual con la ayuda de un sistema de pedal.

Indicada para la transferencia de personas con discapacidad o con escasas facultades motoras.



GRÚA WINNMOTION 175	
REFERENCIA	L0900
A	59 cm
B	185 cm
C	110 cm
D	70 cm
E	84 cm
F	12 cm
PESO MÁX PACIENTE	175 Kgs
Ø RUEDAS DELANTERAS DOBLES	7,5 cm
Ø RUEDAS TRASERAS CON FRENO	10 cm
NORMA	REG. EU. 2017/745
MOTOR	Linak IP54
PESO	35'8 kg
MATERIAL	ACERO/EPOXY
VOLTAJE BATERÍAS	12V
BATERÍAS	EXTRAÍBLES
SEÑAL ACÚSTICA BAJA BATERÍA	SI





WinnCare Spain

Polígono Industrial Masía del Juez (Torrent)

Valencia-España

Tlf: +34 961.565.521

E-mail: ventas@winnCare.es

Web: winnCare.com

Blog: wearewinnCare.com



@winncarespain

