



Łóżko MEDICALYS @ drugiej generacji wraz z panelami WINNEA, CIC, uchwytem na pościel, stolikiem na posiłki Conforience, fotelem Médi Détente



NINIEJSZY PRODUKT SPEŁNIA WYMAGANIA DYREKTYWY EUROPEJSKIEJ 93/42/EWG. ZOSTAŁ ZAPROJEKTOWANY ORAZ WYPRODUKOWANY ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI, W SZCZEGÓLNOŚCI NORMĄ CEI 60601-2-52 (DOT. BEZPIECZEŃSTWA BARIEREK W ŁÓŻKACH).


SPRAWDZONA W PRAKTYCE KONSTRUKCJA ŁÓŻKA MEDICALYS WYJAŚNIA DLACZEGO JEST ONO TAK KORZYSTNE DLA PLACÓWEK OCHRONY ZDROWIA.

KONFIGURACJA

- ▶ Wygoda i bezpieczeństwo pacjenta oraz personelu medycznego, łóżko w pełni elektrycznie sterowane, sterownik z czytelnymi oznaczeniami

BEZPIECZEŃSTWO

- ▶ Bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne, łóżko wykonane w technologii z jonami srebra, łatwe w myciu i dezynfekcji



(1) CPR - resuscytacja krążeniowo- oddechowa
(2) CIC - kontrola zakażeń krzyżowych przy zastosowaniu jonów srebra.

(3) OPCJE

- ▶ Kółka metalowe, średnica 100 mm
- ▶ Kółka metalowe, średnica 125 mm
- ▶ Stylowe kółka, średnica 125 mm
- ▶ Stylowe kółka, średnica 150 mm
- Demontowalne kompaktowe leże łóżka
- Demontowalne segmenty łóżka
- Ruchome oparcie pod plecy
- Akumulator
- Półka na pościel
- Mechaniczna dźwignia CPR
- Ustawiana elektrycznie odwrócona pozycja anti-Trendelenburga
- Pilot satelita
- Panel centralny
- Pilot sterowania

DOBÓR PANELI, KOLORÓW I AKCESORIÓW Z NASZEGO ASORTYMENTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS	WYMIARY	ZMIENNA WYSOKOŚĆ	RB	PODPARCIE POD NOGI	OBCIĄŻENIE ROBOCZE ZNAMIONOWE	MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE PODNOŻONE	KOŁA	NORMY	SZCZELNOŚĆ	OPCJE	
										POZYCJA ANTY-TRENDELENBURGA	POZYCJA ANTY-TRENDELENBURGA
DRUGIEJ GENERACJI MEDICALYS											
Dwie funkcje elektryczne	Podstawa materaca 90 x 200 cm	39 cm do 89 cm	70°	mechanizm grzechotkowy 12° Zginanie kolan 26° i 16° wobec stopy podnoszenie mechanizmem grzechotkowym	Materac 20kg Akcesoria 45kg Pacjent 165 kg Środowisko 1 i 2) Pacjent 195kg Środowisko 3,4 i 5)	230 kg	METALOWE, ŚREDNICA 150MM	IEC 60601 IEC 60601-2-52	Silnik i skrzynia, LINAK IP66 Zdalne sterowanie z możliwością blokady, LINAK IP54	-12°	+16°
Trzy funkcje elektryczne przy zginanych kolanach											

- 2 uchwyty na akcesoria (po stronie dłuższych boków)
- 2 uchwyty statywu na leki dożyłne (u wezglowia łóżka)
- 2 uchwyty do mocowania rączek do podnoszenia (u wezglowia łóżka)

*w opcji inne wyposażenie **w opcji inne wymiary

Gwarancja:
Konstrukcja mechaniczna, podnośnik i zdalne sterowanie - 5 lat*; Panele i akcesoria - 1 rok*
*W normalnych warunkach użytkowania i z wyłączeniem części zużywających się - patrz instrukcje w podręczniku użytkownika

Fotografie nie mają wartości handlowej

MÉDICATLANTIC Groupe WinnCare - 85670 Saint-Paul-Mont-Penit - Francja
Tel: +33 (0)2 51 98 55 64 - Fax: +33 (0)2 51 98 59 07 - E-mail: info@medicatlantic.com
www.winnCare.fr



W trosce o nieustanne podwyższanie jakości swoich produktów, grupa WINCARE zastrzega sobie prawo do modyfikacji ich parametrów technicznych bez uprzedzenia. Wyrób medyczny klasy I zgodny z Dyrektywą Europejską 93/42/CEE. Rzeczywiste produkty mogą się różnić od tych na zdjęciach.

