

PANELES DE CAMAS

MADELIA



Perfil RAL 7030
Interior Roble Lindberg

ABÉLIA*



Perfil RAL 7030
Interior Roble Lindberg
Pasamanos RAL 7030

CARMEN



Panel cabecero
Interior Roble Lindberg



Panel piecero
Interior Roble Lindberg
Pasamanos RAL 7030

MEDIDOM



Panel cabecero
Interior Dragonnier Clair



Panel piecero
Interior Dragonnier Clair

VAL DE VIE



Interior Roble Lindberg
Perfiles RAL 7030

ELEGANTTI



PVC Duna y Chocolate
Interior estándar y único

AUZENCE



Interior Roble Lindberg
Perfiles RAL 7030

STYLVIA*



Panel cabecero
Interior Roble Lindberg



Panel piecero
Interior Roble Lindberg
Pasamanos RAL 7030

NOVIDA*



Interior Roble Lindberg

PULGARCITO



Interior Cádiz
Perfiles RAL 9016

WINNEA®



Panel cabecero extraíble color Azul Hudson. Partes metálicas en RAL 1013




Panel piecero con opción soporte manta, color Azul Hudson. Partes metálicas en RAL 1013




Winnea CIC RAL 7047

LAS ESTRUCTURAS METÁLICAS DE LAS CAMAS SE PUEDEN SERVIR EN LOS SIGUIENTES COLORES



RAL 7035



RAL 1013



RAL 7030



RAL 7016

PANEL	COLOR ESTANDAR	ANCHURA DE LA CAMA (DIMENSIONES EN CM)					ALTURA DEL PANEL (CM) Desde la base del somier (Cabecero/ piecero)	CM A AÑADIR A LA MEDIDA DEL SOMIER		MATERIALES ⁽¹⁾		Clasificación protección al fuego
		90	100	120	140	160		ANCHO	LARGO ⁽²⁾	PANEL	PASAMANOS	
MADELIA	Interior Roble Lindberg, Cantos RAL 7030	x					35	10	6	Aglomerado	-	M3
ABÉLIA	Interior Roble Lindberg, Pasamanos y embellecedores RAL 7030	x	x	x	x	x	36	10	7	Aglomerado	Acero	M3
ELEGANTTI	PVC Duna y Chocolate	x					41 / 31	13	10	MDF / PVC / Espuma		M1 ou M2
CARMEN	Cabecero: Interior y canto Roble Lindberg, Píecero: Interior y canto Roble Lindberg, pasamanos RAL 7030	x	x				41	17	9	Aglomerado	Acero (piecero)	M3
CARMEN (barandillas de madera)		x	x	x	x	x	44					M3
VAL DE VIE	Interior Roble Lindberg, Pasamanos y laterales RAL 7030	x	x				46 / 39	6	9	Macizo / Aglomerado	Macizo	M3
VAL DE VIE (barandillas de madera)		x					43,6	13	9			M3
AUZENCE	Perfiles RAL 7030 Interior Dragonnier Gris.	x		x	x	x	40	6	11	MDF / Macizo	Acero	M3
MÉDIDOM	Dragonnier Clair	x	x	x	x	x	37/14	6	8	Aglomerado	-	M3
WINNEA FIJO (piecero)	Color Azul Hudson, pasamanos RAL 7030	x					42	15	13	Acero / Compact	Acero	M2
WINNEA EXTRAÍBLE (cabecero)							45					
WINNEA® CIC	Gris RAL 7047	x					45	15	13	Polipropileno		M3
PULGARCITO	Blanco / Cádiz o Blanco / Rosado	80 cms.					46	15	6	MDF	-	M3
PULGARCITO (barandillas de madera)		80 cms.					43	13	8	MDF	Acero	M3
ACCESORIOS:						ALTURA Desde la base del somier						
BARANDILLAS METÁLICAS		-					39 cm	12 cm	-		M2	
SAM ACTIVE		-					48 cm	12 cm	-		M3	
SAM ERGO		-					46 cm	12 cm	-		M3	
SAM EVOLUTION		-					40 cm	12 cm	-		M3	

Nuestras camas y sus accesorios han sido diseñados y fabricados cumpliendo con los requisitos esenciales que les son aplicables según la Directiva Europea 93/42/CE. Los hemos sometido a pruebas de ensayo normalizadas en sus configuraciones comerciales, incluyendo paneles y accesorios de nuestra fabricación, con el fin de asegurarnos una seguridad y desempeño máximos. Por consiguiente, la utilización exclusivamente de paneles y accesorios originales condiciona el mantenimiento de las cláusulas de garantía del producto objeto del contrato y le garantiza un uso seguro de la cama y sus accesorios. Virmedic declina toda responsabilidad en caso de daños por una combinación no especificada en la tabla superior.

Garantía de los paneles y accesorios: 1 año *

*En condiciones normales de utilización - consultar instrucciones de uso

⁽¹⁾ Paneles disponibles con y sin guías para barandillas de madera

⁽²⁾ Largo del somier: 200 cm para cama de 90/100/120/140/160 cm y largo de 160 cm para la cama de 80 cm

⁽³⁾ Aglomerado con cantos de ABS / MDF = Medio / Macizo barnizado o lacado.

WinnCare Spain. Ctra. Masía del Juez, 37b – 46909 Torrente (Valencia) – España
Tel : +34 9 61 56 55 21 – Fax : +34 9 61 56 03 83 – E-mail : ventas@winnCare.es

www.winnCare.es





Con el propósito de mejora permanente de sus productos, el GRUPO WINNCARE se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las características técnicas - fotografías no contractuales.

ACCESORIOS DE CAMA



Hasta los
220 cm
de somier





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Nº	DESCRIPCIÓN								DIMENSIONES	ACABADO COMPOSICIÓN
		AERYS	X'PRESS	X'PRIM 3	ALDRYS' EVOLUTION II	XXL X'PRESS	XXL DIVISYS	DUO DIVISYS		
1	Barandilla metálica Ref. A637-00 + A638-00	Longitud: 147 cm Altura: 39,5 cm respecto al somier	Epoxi o cromado
2-3	Barandilla de madera Ref. A579-00	Longitud total de la cama Altura: 37,5 cm respecto al somier	Revestimiento polímero Haya claro
4-5	Mástil porta gotero telescópico con 2 ganchos Ref. A8400 con 4 ganchos Ref. A840001	Altura ajustable: 72 a 141 cm	Inox Ganchos de plástico
	Mástil porta gotero fijo con 2 ganchos. Ref. A1700 con 4 ganchos. Ref. A170001	Altura fija: 120 cm	
6	Mástil porta gotero sobre ruedas Ref. S0200	Altura ajustable: 115 a 220 cm	
7	Soporte de orinal. Ref. A260-00		Epoxi
8	Soporte mural de cuña. Ref. A193-00									Cromado
9	Ganchos de bolsa de orina. Ref. A5800		Cromado
10	Soporte flexible para mando de cama. Ref. A230-00		
11	Extensión de somier		Longitud: 20 cm 24 cm para cama de 120	
12	Tope mural ALDRYS' EVOLUTION Ref. A15594P				.					Epoxi
13	Tope mural XPRIM3 Ref. A551-00			.						Epoxi
14	Empuñadura de apoyo Ref. A575-00 (compatible con barandillas)	Altura: 35 cm Longitud: 29 cm	Epoxi
15	Mástil incorporador sobre patas en U Ref. Y0300	Altura: 198 cm	Epoxi
16	Mástil incorporador Ref. A622-00		Epoxi o cromado
17	Barandilla telescópica*	.	.	.		Aluminio y madera
18	Barandilla pie de cama	Longitud: 70 cm Altura: 37,5 cm	Epoxi

Garantía de los accesorios 1 año.*

* En condiciones normales de uso y excepto piezas de desgaste - ver instrucciones de uso.

** Solo con freno centralizado.