

# Grua **STELLAR 160**

CONFORME A NORMA EN ISO 10535: 2007 APLICÁVEL A GRUAS PARA A TRANSFERÊNCIA DE PESSOAS

- Design único e elegante com tubos arredondados.
- Pega larga e abertura elétrica dos pés para facilitar o manuseio.
- Sistema patenteado de fixação de ameses com cabide simples e seguro.
- Equipamento LINAK.



## 160 KG O MAIS DESTACADO

Um sistema elétrico LINAK de última geração para:

- Contar o número total de ciclos.
- Deduzir o período de manutenção (em dias).
- Indicar uma sobrecarga.
- Indicar o nível de carga da bateria.
- Oferecer 2 velocidades de subida e descida.
- Abertura elétrica dos pés.

Sistema de ganchos no cabide patenteado, para transferências mais seguras No. EP 1444791 B1





Suporte para os joelhos ajustável em ângulo, profundidade e altura.



### ARNESES COMPATÍVEIS



- Bipedestador
- Bipedestador 2 cintos



### DIMENSÕES

Descrição	Referência	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	F cm	PESO MÁX. PACIENTE kg	Ø RODAS DIANTEIRAS cm	Ø RODAS TRASERAS COMTRAVÃO cm	NORMA	PESO
Stellar 160	011-01610	65	166	88	67	83	12	160	8	10	ISO 10535	54

Garantia de 2 anos\*

- 1 ano para as baterias\*

\* Em condições normais de utilização, ver o manual de utilização.



WinnCare Spain. Ctra. Masía del Juez, 37b – 46909 Torrente (Valencia) – España  
Tel : +34 9 61 56 55 21 – Fax : +34 9 61 56 03 83 – E-mail : ventas@winnCare.es

www.winnCare.es



Com a finalidade de promover uma melhoria contínua dos seus produtos, o GRUPO WINNCARE reserva-se o direito de alterar, sem aviso prévio, as características técnicas - fotografias com caráter não contratual.