

CAMA **XXL DIVISYS**

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE LA DIRECTIVA EUROPEA 93/42/CEE. HA SIDO DISEÑADO Y FABRICADO DE CONFORMIDAD CON LA NORMA VIGENTE CEI 60601-2-52

- **Cama XXL DIVISYS** para pacientes desde 135 kg hasta 270 kg.
- **Confort e higiene:** somier divisible de láminas metálicas soldadas.
- **Ergonomía:** amplitud de altura de 35 a 81 cm.



Camas para pacientes hasta 270 kg

• **3 funciones eléctricas** con plegado de rodillas.

• **2 anchuras de somier:** 120 y 140 cm.

• **Altura variable:**

De 35 a 81 cm con patas o ruedas.

• **Somier divisible** de láminas metálicas soldadas.

• **2 acabados:**

Con ruedas y con faldón de madera sobre patas.

• **Estética**

Una amplia elección de paneles con o sin pasamanos.

• **Robustez**

Gracias a los materiales y un motor LINAK, con garantía de 5 años.



Aquí, con ruedas, paneles Auzence II con laterales y faldón para ruedas en haya claro.



Mando a distancia por infrarrojos (Opcional).



Empuñadura de apoyo (disponible como accesorio).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	ER*	ELEVADOR DE PIERNAS	CARGA NORMAL DE USO	RUEDAS	NORMAS	ESTANQUEIDAD
XXL DIVISYS 3 funciones eléctricas con plegado de rodillas 120 cm Ref. IXL4L08120e	120 x 200 cm Somier divisible	Hasta 70°	Pliegue de rodillas 26° y 16° Ajuste de los pies por cremallera	315 kg colchón 30 kg paciente 270 kg accesorios 15 kg	Diámetro 100 mm con freno sin tapa guardahilos	CEI 60601-2-52	Motor, caja, botonera y mando LINAK IP66 V0
	140 x 200 cm Somier divisible						
140 cm Ref. IXL4L08140e							

* ER = Elevador de Respaldo



- 2 soportes para accesorios (en los largueros)
- 2 soportes de mástil porta gotero (en cabezal de la cama)
- 2 soportes de mástil incorporador (en cabezal de la cama)

Garantía mecánica, eléctrica y de la botonera 5 años.*

Garantía de los paneles y accesorios 1 año.*

*En condiciones normales de uso y excepto piezas de desgaste, ver instrucciones de uso.

WinnCare Spain. Ctra. Masía del Juez, 37b – 46909 Torrente (Valencia) – España
Tel : +34 9 61 56 55 21 – Fax : +34 9 61 56 03 83 – E-mail : ventas@winnCare.es

www.winnCare.es



Con el propósito de mejora permanente de sus productos, el GRUPO WINNCARE se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las características técnicas - fotografías no contractuales.