

# PANNEAUX DE LIT

## MADELIA



- ▶ Décor intérieur Chêne Lindberg
- ▶ Chants ABS collés ral 7030

## ABÉLIA \*



- ▶ Décor intérieur Chêne Lindberg
- ▶ Chants ABS collés, ral 7030
- ▶ Main courante époxy ral 7030

## ELEGANTTI



- ▶ PVC Dune et Chocolat
- ▶ Coléris standard et unique



## CARMEN



- Panneau tête
- ▶ Décor intérieur Chêne Lindberg
- ▶ Chants ABS assortis



- Panneau pied
- ▶ Décor intérieur Chêne Lindberg
- ▶ Chants ABS assortis
- ▶ Main courante époxy ral 7030



## STYLIA \*



- Panneau tête
- ▶ Décor intérieur Chêne Lindberg
- ▶ Chants ABS assortis



- Panneau pied
- ▶ Décor intérieur Chêne Lindberg
- ▶ Chants ABS assortis
- ▶ Main courante époxy ral 7030



## VAL DE VIE



- ▶ Décor intérieur Chêne Lindberg
- ▶ Entourage ral 7030



- Panneau tête
- ▶ Décor intérieur Chêne Lindberg
- ▶ Entourage ral 7030

## AUZENCE



- Panneau tête
- ▶ Décor intérieur Dragonnier Clair
- ▶ Chants assortis



- Panneau pied
- ▶ Décor intérieur Dragonnier Clair
- ▶ Chants assortis



## NOVIDA \*



- Panneau tête
- ▶ Décor intérieur Chêne Lindberg
- ▶ Chants assortis
- ▶ Forme des panneaux tête et pied identique
- ▶ Dimensions panneaux tête et pied différentes



## KALIN



- ▶ Décor intérieur Cadiz
- ▶ Entourage ral 9016



- ▶ Décor Magnolia
- ▶ Entourage ral 1013
- ▶ Panneau tête scamotable



- Option porte couverture pour panneau pied
- ▶ Décor Magnolia
- ▶ Entourage ral 1013
- ▶ Option porte couverture



Winnea CIC

## WINNEA®

\* Les panneaux Stylia et Novida, sont conçus uniquement pour recevoir les demi-barrières aluminium. Les panneaux Abélia s'adaptent aussi bien pour les demi-barrières aluminium, que pour les autres accessoires.

PANNEAUX	COLORIS STANDARDS	LARGEUR DU SOMMIER (Dimension en cm)					DIMENSIONS Du dessus du sommier, jusqu'au haut du panneau	DIMENSIONS HORS TOUT DU LIT EN CM (Hors accessoires) (données à ajouter à la largeur et longueur du sommier)		MATERIAUX <sup>(3)</sup>		CLASSEMENT FEU	
		80	90	100	120	140		160	LARGEUR	LONGUEUR <sup>(2)</sup>	PANNEAUX		MAINS COURANTES
MADÉLIA	Intérieur décor Chêne Lindberg, chants ral 7030	•					35	10	6	Agglo	-	M3	
ABÉLIA	Intérieur décor Chêne Lindberg, chants ABS callés ral 7030, mains courantes et bouchons polyéthylène ral 7030	•	•	•	•	•	36	10	7	Agglo	Acier	M3	
ABÉLIA pour demi-barrières aluminium		•	•	•	•	•	39	18	8	Agglo	Acier	M3	
ELEGANTTI	PVC Dune et Chocolat	•					41 / 31	13	10	MDF / PVC / Mousse		M1 ou M2	
CARMEN	Intérieur décor Chêne Lindberg, chants assortis et panneau pied-	•	•				41	17	9	Agglo	Acier (pied)	M3	
CARMEN réserv. barbois	Intérieur décor Chêne Lindberg, chants assortis et panneau pied- main courante époxy lisse et bouchons polyéthylène ral 7030	•	•	•	•	•	44	17	9	Agglo	Acier (pied)	M3	
CARMEN HOTELIER		•					41	24	9	Agglo	Acier (pied)	M3	
STYLIA pour demi-barrières aluminium		•	•	•	•	•	48	18	9	Agglo	Acier	M3	
VAL DE VIE	Intérieur décor Chêne Lindberg, chants ABS assortis, montants et mains courantes ral 7030 teinte	•	•				46 / 39	6	9	Massif / Agglo	Massif	M3	
VAL DE VIE réserv. barbois		•					43,6	13	9	Massif / Agglo	Massif	M3	
AUZENCE	Intérieur décor Dragonnier gris, chants, mains courantes époxy et montants ral 7030	•	•	•	•	•	40	6	11	MDF / Montants Massif	Acier	M3	
MÉDIDOM ELEGANT	Dune et Chocolat				•	•	47/14	12	11	MDF / PVC / Mousse		M3	
MÉDIDOM		•	•	•	•	•	37 / 14	6	8	Agglo	-	M3	
MÉDIDOM HOTELIER	Intérieur décor Dragonnier Clair, chants assortis	•					37/14	20	8	Agglo	-	M3	
NOVIDA pour demi-barrières aluminium		•	•	•	•	•	48	15	9	Agglo	-	M3	
WINNEA FIXE (pied)	Compact Crème mains courantes époxy ral 1013	•					48/44	15	13	Acier / Compact	Acier	M2	
WINNEA ESCAMOTABLE (tête)		•					45	15	13	Acier / Compact	Acier	M2	
WINNEA CIC	Gris Ral 7047	•					45	15	13	Polypropylène		M3	
KALIN	Blanc / Cadiz ou Blanc / Rose	•					46	15	6	MDF	-	M3	
KALIN réserv. barbois		•					43	13	8	MDF	Acier	M3	
<b>ACCESSOIRES</b> (dimensions en cm)													
BARRIERE METAL		-					39	12		-		M2	
BARRIERE ALU		-					39	14				M3	
SAM ACTIV		-					48	12		-		M3	
SAM ERGONOM		-					46	12		-		M3	
SAM EVOLUTION		-					40	12		-		M3	

Nos lits et leurs accessoires sont conçus et fabriqués dans le respect des exigences essentielles qui leurs sont applicables. Nous les avons soumis à des tests d'essai normalisés dans leurs configurations commerciales incluant des panneaux et des accessoires de notre fabrication, afin de vous assurer une sécurité et une performance maximales. Par conséquent, seule l'utilisation de panneaux et accessoires d'origine conditionne le maintien des clauses de garantie du bien au contrat et vous assure une utilisation sécurisée du lit, médical et de ses accessoires.

Médicantatic décline toute responsabilité dans le cas d'une combinaison non spécifiée ci-dessus.

Garantie mécanique, électrique et télécommande 5 ans\*

Garantie panneaux et accessoires 2 ans\*

\*Dans des conditions normales d'utilisations et hors pièces d'usures - voir instructions d'utilisations

<sup>(1)</sup> panneaux existants avec et sans réservations barrières bois

<sup>(2)</sup> LONGUEUR DU SOMMIER : 200 cm pour lit 90/100/120/140/160 cm et 160 cm pour lit 80 cm

<sup>(3)</sup> Agglo = Aggloméré avec chants ABS / MDF = Médium / Massif = Massif vernis ou laqué

